

Rete basculante per letto singolo ortopedico a soppalco, studiata per dare versatilità e comodità di utilizzo nel rifacimento del letto. La rete con relativa intelaiatura va fissata su piano in legno che permette stabilità nella traslazione e inclinazione, il movimento basculante è controllato da molla a gas.

Tilting single orthopedic frame, designed to provide versatility and easy to use for bed making. The bedspring with its frame must be fixed on a wooden top that allows stability in the shift and tilt, the tilting movement is controlled by a gas spring.



COD. DESCRIZIONE / DESCRIPTION

13.4250801900

RETE ORTOPED.MOD.FACILE 2005 80X190 GRIG / GREY ORTHOP.BEDSPRING FACILE 2005 80X190



1



	800x1900
PI Profondità struttura Depth of structure	845
LI Larghezza interna Inside width	1940
HI Altezza interna Inside height	160
Kg materasso Mattress	14,5
I1 Profondità ingombro Overall depth	330
I2 Altezza rete Bedspring height	795